

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 07 – 24.09.2020	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP735	Deambulatore pieghevole con ruote
-------	-----------------------------------

*Destinazione d'uso*

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, 2 puntali in gomma Antiscivolo e 2 ruote. Regolabile in altezza ogni 2.5 Cm.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**





<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	31119
<b>Codice di classificazione CND</b>	Y120606
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	499280
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	12.06.06.003
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	12.06.06.003

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso Max sopportabile</b>	130 Kg
<b>Confezionamento</b>	Polietilene / Scatola di Cartone.
<b>Altezza degli incrementi</b>	2,5 Cm
<b>Altezza delle ruote</b>	7,5 Cm

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Tubo</b>	Alluminio Diametro 22 mm
<b>Impugnatura</b>	Polipropilene
<b>Puntali</b>	Gomma Antiscivolo

VARIANTI					
RP735S – Small			5 Regolazioni		
RP735M – Medium			5 Regolazioni		
RP735L – Large			8 Regolazioni		
PESO E DIMENSIONI					
Codici	Portata max	H regolabile ogni 2,5 cm	Puntali/ruote	Base*	Base**
RP735S	130 kg	Da 68,5 a 78,5 cm	2 ruote e 2 puntali	 62 cm 59 cm 46 cm	 63 cm 60 cm 48 cm
RP735M	130 kg	Da 76 a 86 cm	2 ruote e 2 puntali	 63 cm 60 cm 48 cm	 65 cm 62 cm 50 cm
RP735L	130 kg	Da 83 a 101 cm	2 ruote e 2 puntali	 63 cm 60 cm 49,5 cm	 65 cm 62 cm 53,5 cm

\*Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa.

\*\* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più alta.