

DESCRIÇÃO

- Novo conceito, totalmente **independente da cadeira**.
 - Regulação simples e sem ferramentas;
 - Transferências simples;
 - O peso do membro superior é transferido directamente para a coxa, não para o pousa-braços, garantindo uma postura correcta independentemente da posição e mobilidade do utilizador;
 - Pode ser usado em todos os modelos de cadeiras (estáticas, cadeiras de rodas, poltronas, etc).
- **Forma anatómica e espuma com memória**.
 - Conforto optimizado para o utilizador;
 - Contornos que respeitam a anatomia e posição naturais do membro superior.
- **Sistema ajustável**.
 - Sistema simples e rápido de instalar;
 - Adaptabilidade aos movimentos do utilizador;
 - Adapta-se a todos os tamanhos e tipos morfológicos.
- Sistema polivalente: **suporte ambidestro**.

