

AQUATEC®

90 Ergo

um novo elevador de sanita ergonómico



Pensado para o conforto e facilidade de utilização

com um estilo discreto, moderno sem parafusos ou fixações



Yes, you can.®

AQUATEC®

90 Ergo

O novo membro da nossa gama Aquatec

O nosso compromisso com a qualidade significa que todos os produtos Aquatec têm foco nos detalhes. Cada solução Aquatec é cuidadosamente desenhada para ajudar a ultrapassar dificuldades pessoais de higiene.

Conheça o novo Aquatec 90 Ergo.



Um novo elevador de sanita com características únicas

A Aquatec 90 Ergo é o novo membro da gama Aquatec. Incorpora uma elevação de sanita em 10 cm, novo design ergonómico e foi criado para vasos sanitários modernos ou mais tradicionais, tornando-o extremamente versátil. É o equilíbrio perfeito entre custo, benefício e qualidade de design. Chegou a nova geração de elevadores de sanita!



Foco na ergonomia

- > Moldado para o conforto
- > Contorna o corpo
- > Inclinação de 5° para facilitar a higiene íntima



DESIGN
ERGONÓMICO

5°





Estilo sem comprometer a funcionalidade

Os tempos em que escolhíamos entre a funcionalidade ou o design, terminaram. Bem-vindo à nova era dos acessórios de higiene concebidos para promover a independência sem comprometer a estética da casa de banho.



Design Ergonómico

O Aquatec 90 Ergo tem um assento desenhado anatomicamente, também presente nas cadeiras de banho Aquatec Ocean Ergo. O assento ergonómico adapta-se perfeitamente ao formato anatómico do utilizador, garantindo máxima estabilidade e mais altos níveis de conforto. A inclinação de 5° também promove uma posição melhorada para maior facilidade na higiene.



Com ou sem tampa

O Aquatec 90 Ergo está disponível com tampa para uma estética mais apurada e maior higiene.



Tampa opcional





Adapta-se à maioria dos vasos sanitários

O Aquatec 90 Ergo adequa-se a vasos sanitários redondos e mais tradicionais, bem como ao mais modernos e com design mais quadrado, sem necessidade de parafusos ou fixações.



Ecologicamente consciente

Tomar mais decisões ecológicas significa ser mais bondoso com o meio ambiente bem como com a nossa casa. O Aquatec 90 Ergo é fabricado com 47% de material reciclado, para uma redução da pegada ecológica. Escolher o Aquatec 90 ergo significa poupar recursos para um ambiente mais sustentável



Sem parafusos ou fixações

Concebido com uma nova superfície antideslizante, o Aquatec 90 Ergo garante uma aplicação altamente segura e estável, sem fixações, parafusos ou clips. Basta simplesmente pegar no elevador e guardá-lo quando não estiver em uso.



Sem parafusos ou fixações



Compacto para ser guardado facilmente



Uma grande reputação em qualidade e design inovador

A Aquatec, há muito tempo que é sinónimo de equipamentos de qualidade premium para cuidados pessoais assistidos ou independentes. A gama inclui soluções para higiene, duche e banho. Pode explorar toda a gama em www.invacare.pt.

Características técnicas

Para mais informação sobre este produto, incluindo o manual do utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal

90 Ergo

				 Branco
Largura da abertura ▼	Largura total ▼	Profundidade de abertura ▼	Profundidade total ▼	
230 mm	410 mm	315 mm	411 mm	
				
Incremento de altura (desde o vaso sanitário) ▼	Altura total ▼	Peso ▼	Peso máximo do utilizador ▼	
100 mm	143 mm	1.6kg (com tampa) 1.2kg (sem tampa)	225kg	

Tif.: 225193360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal