

**AQUATEC®**

# Elevadores de Sanita

uma gama de soluções adaptáveis para o vaso sanitário



**Um apoio de confiança para a casa de banho**

Ajustável, fiável, confortável



**Yes, you can.®**



## Introduzimos a gama Aquatec de elevadores de sanita

Uma gama adaptável que oferece soluções de apoio para a sanita.

Providenciar soluções sanitárias de apoio e de confiança, é muito importante para melhorar a independência dos utilizadores.

A gama Aquatec oferece um ambiente seguro e estável, com fixações que garantem o correto posicionamento dos elevadores de sanita.

Esta gama permite uma variedade de ajustes em altura para se adequar aos vários utilizadores e assim garantir um ótiom conforto.

Com dois modelos, um deles incluindo apoios de braço rebatíveis, para aumentar a estabilidade e o apoio ao levantar, a funcionalidade está sempre garantida.



### Aquatec 90

- > Aumenta a base da sanita em 100 mm de altura.
- > Fixo à sanita de forma segura, através de dois adaptadores laterais.
- > Parafusos em rosca para fácil colocação e remoção do vaso sanitário.
- > Excecional capacidade para suportar um peso máximo de até 225kg.
- > Disponível com ou sem tampa.



### Aquatec 900

- > pode ser regulado e/ou inclinado em conformidade com as necessidades do utilizador, sem recorrer a ferramentas:
  - 3 diferentes alturas de regulação (60 / 100 / 150 mm)
  - Três diferentes ângulos de regulação frontal.
- > Apoios de braço rebatíveis e ergonómicos, para apoio adicional ao sentar e na saída da sanita. Podem também adaptar-se a transferências laterais.
- > Disponível com ou sem apoios de braço.



# Características técnicas

Para mais informações sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o nosso website em [www.invacare.pt](http://www.invacare.pt)



Largura assento ▼



Profundidade do assento ▼



Altura do assento ▼



Largura total ▼

<b>Aquatec 90</b>	365 mm	395 mm	105 mm (frente) 115 mm (traseira)	380 mm (com tampa) 375 mm (sem tampa)
<b>Aquatec 900</b>	360 mm	425 mm	60 / 100 / 150 mm	590 mm (com apoios braço) 430 mm (sem apoios braço)



Profundidade total ▼



Altura total ▼



Largura entre apoios de braço ▼



Largura da abertura ▼

<b>Aquatec 90</b>	410 mm	135 mm (com tampa) 125 mm (sem tampa)	-	210 mm
<b>Aquatec 900</b>	490 mm	380 mm (com apoios braço) 180 mm (sem apoios braço) 200 mm (assento chão)	510 mm	225 mm



Profundidade da abertura ▼



Peso ▼



Peso máx. do utilizador ▼

<b>Aquatec 90</b>	270 mm	1,6 kg (sem tampa) 1,1 kg (com tampa)	225 kg
<b>Aquatec 900</b>	285 mm	5,0 kg (com apoios braço) 2,7 kg (sem apoios braço)	120 kg



Cor

Tif.: 225193360  
marketing.pt@invacare.com  
www.invacare.pt

Invacare Portugal  
Rua da Estrada Velha, 949  
4465-784 Leça do Balio  
Portugal



Yes, you can.®