

Aquatec **Sorrento**



Aquatec **Sorrento 1532693**

Assento de banheira giratório

- 4 ponteiros laterais de fixação reguláveis em largura e anti derrapantes
- Manipulo acessível dos dois lados
- 100 % anti corrosiva
- Assento suave, extra confortável e anti deslizante
- Tela de encosto flexível e regulável em tensão

Invacare **Marina 1541330**



O design ao serviço do conforto

O design da prancha oferece mais funcionalidades para maior conforto: porta sabonete, recorte para suporte de duche, assento ergonómico.



Versão XL 1471594

- Mais comprida e reforçada
- 740 mm comprimento total
- Regulação das ponteiros 420 a 700 mm



Assentos e outros produtos de apoio para a banheira

