



Andador Kamaleón

Ref. 0601.195X

Características del andador:

- Fabricado en **aluminio** y termoplástico.
- Empuñaduras ergonómicas y **regulables** en altura.
- **Plegable**.
- Ruedas dobles fijas delanteras.
- Disponible en siete colores distintos.
- Preparado para colocarle nuestro kit de ruedas (agujeros ya taladrados).
- Opciones: Puños de goma, kit de ruedas, cesta de tela negra y fundas de asiento transpirable de colores:



ALTO	LARGO	ANCHO	LARGO PLEGADO	ANCHURA INTERIOR	MEDIDAS ASIENTO	ALTURA ASIENTO
85 a 94 cm	58 cm	55,5 cm	15 cm	43 cm	40 x 26 cm	53 cm
DIÁMETRO RUEDA	PESO	RESISTENCIA				
4 x 15 cm	3,020 kg	150 kg				