



Andador CAR

Ref. 0601.07XX

- Recomendado para personas altas.
- Fabricado en **aluminio** y termoplástico.
- Empuñaduras ergonómicas y **regulables** en altura.
- **Plegable**.
- Ruedas fijas delanteras.
- Disponible en siete colores distintos.
- Accesorios: **Cesta** y/o **mesa**, kit de ruedas para patas traseras, **puños de goma** normales o en forma de arco:



ALTO	LARGO	ANCHO	LARGO PLEGADO	DIÁMETRO RUEDA	PESO	RESISTENCIA
87 a 96 cm	56 cm	50,5 cm	24,5 cm	2 x 15 cm	2,224 kg	125 kg