



## Andador Kanguro HD

Ref. 0601.1801

- Fabricado en **aluminio**.
- Disponible con fundas de asiento de color naranja, pistacho, azul o gris.
- Empuñaduras de goma y **regulables** en altura.
- **Ocho ruedas de 150 mm**.
- Dobles ruedas delanteras giratorias.
- Rueda traseras con **freno por presión**.
- Respaldo acolchado.
- **Plegable**.
- **Cesta porta-objetos**.
- Posibilidad de fabricarse con ruedas delanteras fijas.

ALTO	LARGO	ANCHO	LARGO PLEGADO	ANCHURA INTERIOR	MEDIDAS ASIENTO	ALTURA ASIENTO
85 a 96 cm	64,5 cm	57 cm	30 cm	42,5 cm	40 x 26 cm	55 cm
DIÁMETRO RUEDA	PESO	RESISTENCIA				
8x15 cm	4,720 kg	130 kg				