



Andadeira de alumínio dobrável

- Leve para facilitar as deslocações
- Dobrável, ideal para transporte e arrumação (120 mm de profundidade quando dobrado)
- Regulável em altura de 770 a 950 mm
- Punhos em espuma para melhor preensão



120 mm de profundidade encartada



Botão para encarte



Punhos em espuma para melhor preensão e maior conforto.

Características técnicas

Para mais informação pré-venta sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Largura Total	620 mm
Largura entre punhos	430 mm
Largura entre ponteiros	550 mm
Profundidade Total	Aberta 450 mm - Encartada 120 mm
Altura ajustável	770 - 950 mm
Peso	2,8 kg
Peso máx utilizador	135 kg

Cor

Alumínio



Código

1515569