


Invacare **Aventia P402**



Esta andadeira em alumínio tem a grande vantagem de articular, acompanhando os passos do utilizador, evita desta forma que seja necessário levantar a andadeira e assegura permanentemente pontos de apoio no chão o que oferece maior confiança e segurança ao utilizador.

- Andadeira articulada
- Regulável em altura
- Dobrável


Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Largura entre punhos	400 mm
Largura entre ponteiros	490 mm
Profundidade Total	440 mm
Altura ajustável	780 - 905 mm
Peso	3 kg
Peso max utilizador	100 kg

Cor

Alumínio



Código

P402

Invacare **Escort P435B**



0435CEB
Ø 114 mm

É a mais leve das nossas andadeiras. As suas pernas inclinadas dão-lhe grande estabilidade ideal para avançar passo a passo. Pode contar com jogo de rodízios dianteiros para caminhar sem ter de levantar a andadeira.

- Punhos muito resistentes
- Rodízios dianteiros como opção (O435CEB)


Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Largura entre punhos	480 mm
Largura entre ponteiros	410 mm frente / 620 mm trás
Profundidade Total	400 mm
Altura ajustável	770 - 850 mm
Peso	1,8 kg
Peso máx utilizador	130 kg

Cor

Alumínio



Código

P435B