

Alu Lite



Uma forma mais leve
de movimento



A **Alu Lite** da Invacare é a cadeira de entrada na gama de cadeiras manuais. A construção extremamente leve em alumínio desta cadeira de rodas de trânsito torna-a extremamente fácil de manobrar mesmo para as pessoas mais idosas, ao mesmo tempo que a torna muito fácil de transportar.

Fácil de transportar e arrumar

Sendo extremamente leve (chassis em alumínio) compacta e dispendo de um encosto rebatível, a **Invacare Alu Lite** é extremamente fácil de manusear. Pode-se simplesmente retirar os apoios de pés, dobrar as costas, encartar o chassis e guarda-la em qualquer sítio.

Empurrar? Sem qualquer problema!

O manuseamento geral de uma cadeira é crucial e por isso a **Alu Lite** foi desenvolvida de forma a ser fácil de manobrar no interior e exterior de casa. Graças à sua reduzida dimensão geral a utilização em sítios estreitos nunca será um problema.

Opções e Características



Encosto dobrável

Reduz a dimensão total da cadeira quando está dobrado tornando a cadeira mais fácil de transportar e arrumar.



Patins rebatíveis

Os patins rebatem como demonstrado e o apoio de pernas é destacável permitindo um acesso mais fácil à cadeira.



Chassis de encartar / Travões de parque

O chassis é de encartar para um transporte mais fácil. Os travões são fáceis de acionar. Pressionando para baixo, a travagem fica ativa (travão de parque).



4 rodas maciças

Dados Técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Largura do assento | Profundidade do assento | Altura do assento | Altura do encosto | Altura do apoio de braços | Comprimento dos apoios de pernas | Ângulo do assento | Ângulo do encosto |
| | | | | | | | |
| Invacare Alu Lite 410 / 460 mm | 430 mm | 490 mm | 450 mm | 230 mm | 340 - 460 mm | 3° | 0° |
| Largura total | Altura total | Comprimento total incluindo o apoio de pernas | Comprimento total sem o apoio de pernas | Peso total | Peso max. utilizador | Peso da parte mais pesada | |
| | | | | | | | |
| Invacare Alu Lite 520 / 570 mm | 945 mm | 1030 mm | 760 mm | 12 kg | 100 kg | 10,2 kg | |

Cor do chassis

Azul



Estofa

Nylon Preto

