



Ref: CC2300

COLAR SEMI-RÍGIDO REGULÁVEL

TAMANHOS	PERÍMETRO CM	ALTURA
1	30-35	Regulável
2	35-40	
3	40-45	



Características:

Fabricado com duas peças sobrepostas de polietileno, regulável em altura através de uma união de velcro, acolchoado nos bordos superior e inferior, forrado a napa e com fecho posterior de velcro.

Indicações:

- Traumatismos ligeiros de partes ósseas (apófises espinhosas, transversas) e tecidos moles.
- Pós-operatórios, torcicolos, cervicalgias, cervicobraquialgias, síndromes compressivas, patologias reumáticas e/ou degenerativas.

Cor: Branco.



Ref: CC2400

COLAR SEMI-RÍGIDO COM APOIO DE QUEIXO E REGULÁVEL

TAMANHOS	PERÍMETRO CM	ALTURA
1	30-35	Regulável
2	35-40	
3	40-45	



Características:

Fabricado com duas peças sobrepostas de polietileno, regulável em altura através de uma união de velcro e com apoio mentoniano para maior conforto. Acolchoado nos bordos superior e inferior, forrado a napa e com fecho posterior de velcro.

Indicações:

- Traumatismos ligeiros de partes ósseas (apófises espinhosas, transversas) e tecidos moles.
- Pós-operatórios, torcicolos, cervicalgias, cervicobraquialgias, síndromes compressivas, patologias reumáticas e/ou degenerativas.

Cor: Branco.



Ref: CC2503

(8,3 cm)

Ref: CC2504

(10,8 cm)

COLAR CERVICAL PHILADELPHIA

PERÍMETRO CM	1	2	3	ALTURA
CC2503	33-41	41-46	46-48	8,3
CC2504	33-41	41-46	46-48	10,8



Características:

Ortótese composta de duas peças, anterior e posterior, fabricadas em plastazote com reforços termoplásticos rígidos e fechos laterais em velcro. Desenhada na sua parte superior para realizar um contacto total com a parte inferior da cabeça e com apoio occipito-mentoniano. A sua parte inferior repousa lateralmente sobre os ombros, anteriormente sobre o manúbrio do esterno e posteriormente até D5. Possui orifício anterior para traqueostomia. Permite a realização de radiografias sem necessidade de retirar o dispositivo.

Indicações:

- Traumatismos graves com fraturas vertebrais, proteção em pós-operatório, metástases. Indicado para lesões cervicais altas C1-C2.

Cor: Bege.



ACESSÓRIOS



Ref.: CC2700

EXTENSÃO TORÁCICA PARA IMOBILIZAÇÃO DA MANDÍBULA OCCIPITAL

TAMANHOS	PERÍMETRO CM
UNIVERSAL	min. 75 cm max. 125cm



Características:

- Extensão torácica válida para unir modelos CC2503, CC2504 y CC2600.

Cor: Cinza.