

medi elastic ankle support 501

Pé elástico simples



Indicações

Todas as indicações que exijam a compressão do tecido mole na articulação do tornozelo, como, por ex.:

- ligeira instabilidade da articulação do tornozelo
- entorses e distensões
- derrames e edemas articulares devido a artrite e osteoartrite
- inflamação crónica pós-operatória e pós-traumática

circunf. do tornozelo	tamanho
17 – 20 cm	I
20 – 22 cm	II
22 – 24 cm	III
24 – 26 cm	IV
26 – 28 cm	V
28 – 30 cm	VI



circunferência do tornozelo