

Achimed

Pé elástico para tendão de Aquiles com cunha anatômica integrada em silicone



Indicações

Todas as indicações que exijam a compressão dos tecidos moles com almofada(s) de pressão local(ais) no tendão de Aquiles, como, por ex.:

- inflamações agudas e crônicas do tendão de Aquiles
- inflamação pós-traumática e pós-operatória
- aquilodinia
- aquilobursite



Cunhas para calcanhar



Auxiliar para colocação

circunf. do tornozelo	tamanho
17 – 20 cm	I
20 – 22 cm	II
22 – 24 cm	III
24 – 26 cm	IV
26 – 28 cm	V
28 – 30 cm	VI



circunferência do tornozelo