

# protect. Collar soft


## Colar cervical macio

### Indicações

- síndrome cervical
- hiper-mobilidade
- problemas reumáticos
- entorses excessivas nos músculos do pescoço
- lesões de golpe de chicote
- alterações degenerativas da coluna vertebral

### Modo de ação

- estabilização da coluna vertebral
- função de apoio e de aquecimento
- limitação do movimento



### Vantagens do produto


formato anatômico

material confortável

disponível em três alturas para cada tamanho

cores disponíveis: bege e azul

### protect.Collar soft



#### Medidas

Circunferência do pescoço

tamanho	cm	altura (cm)	referência bege	referência azul
1	29 – 35	7	G.800.071	G.800.571
2	36 – 42	7	G.800.072	G.800.572
3	43 – 49	7	G.800.073	G.800.573
4	50 – 58	7	G.800.074	G.800.574
1	29 – 35	9	G.800.091	G.800.591
2	36 – 42	9	G.800.092	G.800.592
3	43 – 49	9	G.800.093	G.800.593
4	50 – 58	9	G.800.094	G.800.594
1	29 – 35	11	G.800.111	G.800.511
2	36 – 42	11	G.800.112	G.800.512
3	43 – 49	11	G.800.113	G.800.513
4	50 – 58	11	G.800.114	G.800.514