

# Levamed® active

Suporte para o tornozelo com sistema de tiras estabilizadoras

Agora com a nova  
malha medi comfort



## Indicações

Todas as indicações que exijam a compressão dos tecidos moles com almofada(s) local(ais)/ almofada(s) local(ais) adicional(ais) na articulação do tornozelo e em que, pelo menos, um sentido de movimento esteja limitado por elementos funcionais adicionais, como, por ex.:

- instabilidades ligamentares crónicas com traumatismos de supinação recorrentes (entorses)
- entorse articular com alongamento excessivo da cápsula
- na segunda fase do tratamento de lesões do ligamento deltóide
- tratamento de seguimento de fraturas que não exigem imobilização
- inflamação pós-operatória ou pós-traumática aguda ou crónica da articulação subtalar
- tratamento conservador de lesões da sindesmose que não exigem cirurgia



auxiliar para  
colocar

circunf. do tornozelo	tamanho
17 – 20 cm	I
20 – 22 cm	II
22 – 24 cm	III
24 – 26 cm	IV
26 – 28 cm	V
28 – 30 cm	VI



circunferência do tornozelo



tiras estabilizadoras