

# medi ROM Walker

## Bota walker com controlo da amplitude do movimento



Articulação  
Quick-Set

### Indicações

Todas as indicações que exijam uma mobilização funcional antecipada com limitação de movimentos nas articulações da região perna/pé, como, por ex.:

- na sequência de fraturas fibulares (tratamento pós-operatório e conservador)
- na sequência de fraturas de luxação do tornozelo superior
- na sequência de lesões da parte da frente do pé e do metatarso, bem como do tarso (tratamento conservador)
- na sequência de lesões de tendões, ligamentos e partes moles operadas(os)
- tratamento posterior de fraturas do astrágalo, do calcâneo e de fraturas ósseas internas
- em caso de terapia funcional antecipada na rutura do tendão de Aquiles (tratamento conservador/pós-operatório)

número de calçado EU	tamanho
32 – 38	S
38 – 43	M
43 – 48	L

### Limitação

Flexão plantar: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

Flexão dorsal: 20°, 10°, 0°.