

# protect.ROM Walker

Walker com controlo da amplitude do movimento e walker fixo

## Indicações

- cuidados conservadores e pós-operatórios de lesões ou cirurgias no pé ou nos dedos do pé
- entorses do tornozelo de grau 1, 2 ou 3
- fraturas estáveis ou fixas internamente do pé ou do tornozelo
- após cirurgia a ligamentos, tecidos moles e tendões
- para tratamento pós-operatório e conservador de fraturas da fíbula
- fraturas com luxação da articulação talocrural
- tratamento conservador de lesões do antepé, metatarso e tálus
- após refixação do ligamento e luxação do tendão peroneal
- para instabilidade ligamentar crónica
- tratamento de seguimento após fraturas do tálus, calcâneo e maléolo medial
- para terapia funcional precoce após tratamento conservador ou cirúrgico, para rutura do tendão de Aquiles

## Modo de ação

- possibilidade de imobilização ou limitação da amplitude do movimento permitindo a mobilização funcional precoce
- regulação flexão / extensão
- marcha fisiológica graças ao design especial da sola
- disponível como opção extra: cunha do calcanhar para rutura do tendão de Aquiles



## Vantagens do produto



Articulação de amplitude de movimentos (protect.ROM Walker).

## Acessórios



A capa higiénica, como opção extra, impede a propagação de sujidade, poeira e outros contaminantes ou germes, o que pode ocorrer ao usar o walker no exterior e no interior. Disponível para todos os produtos medi walker (artigo n.º G.E19.009).

tamanho do sapato EU	36 – 39	40 – 44	44 – 46,5	46,5 +
tamanho	S	M	L	XL
referência	G.930.012	G.930.013	G.930.014	G.930.015